


GOSSSELIN™


PETRİ KUTULARI



STANDART PETRİ KUTULARI

55, 90, 100, 140 mm
çaplarında

- Kristal Polistren
- Optimal Düz Yüzey
- İzlenebilirlik
- Beta Steril



RODAC PETRİ KUTUSU

65 mm çapında

- Optimal Düz Yüzey
- Kristal Polistren
- Klipsli Kapak
- 10x10 Kabartmalı Çizgilendirme
- İzlenebilirlik
- Beta Steril



İKİ BÖLMELİ PETRİ KUTUSU

90 mm çapında

- Kristal Polistren
- Optimal Düz Yüzey
- İzlenebilirlik
- Beta Steril

OTOKLAV POŞETLERİ



3 L	25X40 cm
9 L	30x50 cm
14 L	40x50 cm
21 L	40x78 cm
33 L	50x80 cm

- 121 °C
- Biotehlike İşaretli
- Otoklavlanabilir
- İzlenebilirlik
- Beta Steril

STOMACHER POŞETLERİ



- Numune Homojenizasyonu
- Yüksek Direnç
- İzlenebilirlik
- Beta Steril

TAM FİLTRELİ : 400 mL hacim
YARI FİLTRELİ : 400 mL hacim
FİLTRESİZ : 80, 400 mL ve 3,5 L



Steril Plastik Kaşık, Çatal, Bıçak



Steril Falcon Tüpleri



Steril Numune Toplama Kapları



Steril Plastik Özeler



Steril Drigalski Spatulları



Steril Tek Kullanımlık Pipetler

ÇÜNKÜ GOSSSELİN

GOSSSELİN Laboratuvarlarda kullanılan plastik malzemeler üretiminde konusunda Avrupa da lider konumda bulunan bir kuruluş olup ,ürettiği ürünleri,ürünler üretim bandından çıktıktan sonra, en kısa sürede sterilize etmek amacıyla kendi bünyesinde Elektron Nord isimli **Beta Radyasyon Tesisine** sahiptir.

Bu tesisin, diğer kurumlara ait tesislerden en önemli farkı sterilizasyon işlemi esnasında, ambalajlanmış her bir kutunun, tek tek işleme tabi tutulmasıdır. Bu da malzemeye uygulanan doz üzerinde mükemmel kontrol ve daha fazla homojenlik oluşumunu sağlar. Diğer kurumların çoğu sterilizasyon uygulamasını, ambalajladıkları kutuları bir araya getirip paletleyerek, paleti işleme tabi tutarak yaparlar.

Gosselin ürünlerinin tamamı **FDA (U.S. Food and Drug Administration)** sertifikasına sahip olup, **her bir ürün, ambalajları üzerlerinde yer alan Lot numaralarına göre, sterilizasyon sertifikaları ile birlikte teslim edilir.** Tüm ürünlerin izlenebilirliğinin olması kullanıcı içinde önemli avantajdır. Üretimde kullanılan hammaddeler,yürürlükteki Avrupa yönergelerine,özellikle ağır metallerin bulunmaması(CE N*1935/2004) ve gıda uyumluluğu(94/62/EC) direktiflerine ve in-vitro tıbbi cihazlarına ilişkin CE işaretine (98/79/EC) uygundur.