



Sterile Distilled Water

For preparing suspensions or solutions.

DESCRIPTION

Sterile Distilled Water is generally used for the reconstitution of certain products or preparation of the initial suspension of a sample and further dilutions.

TEST PROCEDURE

See specific references for details on use.

APPEARANCE

Clear, colourless.

STORAGE

Store at 10-25°C away from light. Do not use the product beyond its expiry date on the label or if product shows any evidence of contamination or any sign of deterioration.

SHELF LIFE

2 years.

QUALITY CONTROL

Each batch of finished product undergoes quality control according to EN ISO 11133.

Please refer to the actual batch related Certificate of Analysis (CoA).

WARNING AND PRECAUTIONS

For laboratory use only. For professional use only. Operators must be trained and have certain experience in the laboratory methods. Please read the instructions carefully before using this product. Reliability of assay results cannot be guaranteed if there are any deviations from the instructions in this document.

Consult the Safety Data Sheet (SDS) for information regarding hazards and safe handling practices.

DISPOSAL OF WASTE

Disposal of waste must be carried out according to national and local regulations in force.

BIBLIOGRAPHY

See the references at the end of this document.

TABLE OF SYMBOLS

See the table of symbols at the end of this document.

The product is available in the various configurations listed below. There may be additional product ref. numbers as well. For an updated listing of available products, visit liofilchem.com

Product Description	Format	Packaging	Ref.
Sterile Distilled Water	Tube	20 x 9 ml	21097
Sterile Distilled Water	Tube	20 x 10 ml	20097
Sterile Distilled Water	Bottle	6 x 100 ml	400300
Sterile Distilled Water	Bottle	6 x 200 ml	414190
Sterile Distilled Water	Bottle	6 x 500 ml	473030
Sterile Distilled Water	Bottle	6 x 1000 ml	400290
Physiological Solution	Bottle	6 x 1000 ml bottles	463200

This IFU document and the SDS are available from the online Support Center:
liofilchem.com/ifu-sds



Sterile Distilled Water

Per la preparazione di sospensioni o soluzioni.

DESCRIZIONE

Sterile Distilled Water (Acqua Distillata Sterile) viene generalmente utilizzata per la ricostituzione di determinati prodotti o per la preparazione della sospensione iniziale di un campione e ulteriori diluizioni.

PROCEDURA DEL TEST

Consultare i riferimenti specifici per istruzioni dettagliate sull'utilizzo

ASPETTO

Incolore, limpido.

CONSERVAZIONE

Conservare a 10-25°C al riparo dalla luce. Non usare il prodotto dopo la sua data di scadenza indicata sull'etichetta o se il prodotto mostra segni di contaminazione o deterioramento.

VALIDITÀ

2 anni.

CONTROLLO DI QUALITÀ

Ogni lotto di prodotto finito è sottoposto a controllo qualità secondo la norma EN ISO 11133.

Fare riferimento al certificato di analisi (CoA) relativo al lotto effettivo.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Esclusivamente per uso di laboratorio. Esclusivamente per uso professionale. Gli operatori devono essere formati e avere una certa esperienza nei metodi di laboratorio. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. L'affidabilità dei risultati del test non può essere garantita in caso di deviazioni dalle istruzioni contenute in questo documento.

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) per informazioni sui pericoli e sulle modalità di manipolazione sicure.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in conformità alle normative nazionali e locali in vigore.

Il prodotto è disponibile in diverse configurazioni. Vedere l'elenco nella lingua inglese.

Questo documento IFU e la SDS sono disponibili dal Support Center online:

liofilchem.com/ifu-sds

References / Riferimenti

1. EN ISO 11133:2014+Amd1:2018. Microbiology of food, animal feed and water – Preparation, production, storage and performance testing of culture media.
2. ISO 7218:2007+Amd1:2013. Microbiology of food and animal feeding stuffs – General requirements and guidance for microbiological examinations.
3. ISO 8199:2005. Water quality – General guidance on the enumeration of micro-organisms by culture.

Table of Symbols / Tabella dei Simboli

LOT	Batch code / Codice del lotto
REF	Catalogue number / Numero di catalogo
	Manufacturer / Fabbrikante
	Use by / Utilizzare entro
	Fragile, handle with care / Fragile, maneggiare con cura
	Temperature limitation / Limiti di temperatura
	Contains sufficient for <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> saggi
	Consult Instructions For Use / Consultare le istruzioni per l'uso
	Do not reuse / Non riutilizzare



LIOFILCHEM® s.r.l.

Via Scozia zona ind.le, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) Italy

Tel. +39 0858930745

Fax +39 0858930330

www.liofilchem.com

liofilchem@liofilchem.com